



Magnetrührkupplung BUK mit Schliff NS 29/32

Die permanent magnetische Kupplung ermöglicht mit ihrer kompakten Bauweise eine platzsparende Montage. Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den Service und die Reinigung.

Die Magnetrührkupplung ist in Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten lieferbar.

Es können Rührwerkzeuge aus den genannten Materialien und aus Glas montiert werden.

Technische Daten

BUK

Material Nr.: 1.4435 (AISI 316L)

Temperatur: max. 240°C

Dichtungen: Viton®

BUK HC

Material Nr.: 2.4602 (HC 22)

Temperatur: max. 250°C

Dichtungen: FFKM

Typ	Volumen max. ml	Viskosität m Pa s	Drehmoment Ncm	Drehzahl U/min	Lagerung	Bestell-Nr.
BUK K20 S1	500	500	20	2500	Kugellager Edelstahl	40 26446 00157 5
BUK K40 S1	1000	1500	40	2500	Kugellager Edelstahl	40 26446 00158 2
BUK K60 S1	3000	6000	60	2500	Kugellager Edelstahl	40 26446 00159 9
BUK K90 S1	5000	10000	90	2500	Kugellager Edelstahl	40 26446 00160 5
BUK K20 S1 HC	500	500	20	1150	Gleitlager PTFE/Kohle	40 26446 00389 0
BUK K40 S1 HC	1000	1500	40	1150	Gleitlager PTFE/Kohle	40 26446 00390 6
BUK K60 S1 HC	3000	6000	60	1150	Gleitlager PTFE/Kohle	40 26446 00391 3
BUK K90 S1 HC	5000	10000	90	1150	Gleitlager PTFE/Kohle	40 26446 00392 0

Die Antriebswelle wird mit Außen-Vierkant 6 mm und Messingadapter Ø 8 mm geliefert. Die Viskositätsangaben verstehen sich als Richtwert.



Magnetrührkupplung BUK mit Schliff NS 45/40

Die permanent magnetische Kupplung ermöglicht mit ihrer kompakten Bauweise eine platzsparende Montage. Einfaches und rasches Auswechseln der Lager erleichtern den Service und die Reinigung.

Die Magnetrührkupplung ist in Edelstahl, Hastelloy®, Titan, Zirkonium und anderen Werkstoffen sowie weiteren Drehmomenten lieferbar.

Es können Rührwerkzeuge aus den genannten Materialien und aus Glas montiert werden.

Technische Daten

BUK

Material Nr.: 1.4435 (AISI 316L)

Temperatur: max. 240°C

Dichtungen: Viton®

BUK HC

Material Nr.: 2.4602 (HC 22)

Temperatur: max. 250°C

Dichtungen: FFKM

Typ	Volumen max. ml	Viskosität m Pa s	Drehmoment Ncm	Drehzahl U/min	Lagerung	Bestell-Nr.
BUK K60 S2	5000	6000	60	2500	Kugellager Edelstahl	40 26446 00162 9
BUK K90 S2	10000	10000	90	2500	Kugellager Edelstahl	40 26446 00163 6
BUK K120 S2	15000	15000	120	2500	Kugellager Edelstahl	40 26446 00614 3
BUK K150 S2	20000	15000	150	2500	Kugellager Edelstahl	40 26446 00833 8
BUK K60 S2 HC	5000	6000	60	1150	Gleitlager PTFE/Kohle	40 26446 00395 1
BUK K90 S2 HC	10000	10000	90	1150	Gleitlager PTFE/Kohle	40 26446 00396 8
BUK K120 S2 HC	15000	15000	120	1150	Gleitlager PTFE/Kohle	40 26446 00832 1
BUK K150 S2 HC	20000	15000	150	1150	Gleitlager PTFE/Kohle	40 26446 00839 0

Die Antriebswelle wird mit Außen-Vierkant 6 mm und Messingadapter Ø 8 mm geliefert. Die Viskositätsangaben verstehen sich als Richtwert.